

Aansluitproces

Beeldtijdlijn

Versie 1.2 - mei 2026

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

GO LIVE

Acceptatie & training

Het traject start met een aanmelding voor het gebruik van de Beeldtijdlijn. Dit kan eenvoudig op Beeldtijdlijn.nl of door een e-mail te sturen naar: beeldtijdlijn@alphatronzorgverbinders.nl.

Na ontvangst van de aanmelding ontvangt de contactpersoon een documentenset ter voorbereiding op de implementatie.

Deze set bevat onder andere:

- Aansluitovereenkomst Beeld
- Addendum Beeldtijdlijn
- Verwerkersovereenkomst Beeldtijdlijn
- Technisch intakeformulier en invulschema
- Voorbeeld DPIA
- Uitwerking serviceafspraken richting deelnemers

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

GO LIVE

Intake

Tijdens de intake worden alle relevante gegevens en randvoorwaarden besproken en definitief vastgelegd. In deze fase wordt onder andere gecontroleerd of de organisatie voldoet aan de benodigde aansluitvoorwaarden, zoals:

- Aansluiting op het Twiin Portaal op integratieniveau 3 of 4
- Een getekende aansluitovereenkomst Beeld, inclusief addendum Beeldtijdlijn
- Een getekende verwerkersovereenkomst
- Een getekende Twiin-deelnemersovereenkomst
- Aangesloten op Mitz

Daarnaast brengen we de bestaande situatie in kaart. Denk hierbij aan systemen, koppelingen, gebruikersrollen en de huidige werkwijze rondom beelduitwisseling. Dit geeft inzicht in de technische omgeving en helpt ons om de Beeldtijdlijn optimaal te configureren.

Ook wordt in deze fase bepaald waar de Beeldtijdlijn-software wordt geïnstalleerd:

- op de bestaande Twiin Portaal gateway, of
- op een aparte, dedicated gateway

Bij organisaties met een hoog gebruiksvolume adviseren we vaak een aparte gateway. Dit voorkomt mogelijke performance-impact op bestaande systemen en zorgt voor een stabiele en toekomstbestendige omgeving.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

GO LIVE

Installatie & configuratie

Na de intake start de technische implementatie. De Beeldtijdlijn-software wordt geïnstalleerd op de gekozen gateway.

Vervolgens worden de benodigde koppelingen en configuraties ingericht binnen de systemen van de zorginstelling, waaronder:

Door zorginstelling

- Firewall aanpassingen voor o.a. verbinding met centrale Beeldtijdlijn-server en Mitz

Door Alpatron Zorgverbinders

- Beeldtijdlijn koppelen met Mitz

Gezamenlijk

- HL7 QRY EPD koppeling (HL7 ADT A19)
- Mitz-koppeling voor toestemming en lokalisatie
- Active Directory-koppeling voor gebruikersbeheer
- Integratie van de Beeldtijdlijn-viewer in het PACS en EPD

Na afronding van deze configuraties wordt de technische werking gezamenlijk getest en gevalideerd.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

GO LIVE

Acceptatie & training

Wanneer de technische inrichting succesvol is afgerond, volgt de functionele validatiefase. Tijdens deze fase testen we samen met de zorginstelling of de Beeldtijdlijn in de praktijk werkt zoals bedoeld. We doorlopen de gehele workflow en controleren onder andere:

- Of alle functionaliteiten werken volgens de gestelde eisen
- Of koppelingen met andere systemen correct functioneren
- Of gebruikers en autorisaties juist zijn ingericht

Na een succesvolle validatie en afhandeling van alle bevindingen wordt de oplossing formeel goedgekeurd voor gebruik.

Voorafgaand aan de ingebruikname ontvangen beheerders een gerichte training van ongeveer één uur. In deze sessie leren zij hoe de Beeldtijdlijn werkt en hoe deze past binnen hun dagelijkse werkzaamheden.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:

- De belangrijkste functionaliteiten binnen de applicatie
- Het correct invoeren, raadplegen en verwerken van gegevens
- Eventuele veranderingen ten opzichte van de huidige werkwijze
- Autorisaties en verantwoordelijkheden

Met deze instructie beschikken gebruikers over de juiste kennis om de applicatie direct correct en efficiënt te gebruiken, wat bijdraagt aan een soepele werkwijze en betrouwbare dienstverlening.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4


GO LIVE

Go live

De laatste stap is de go-live: het moment waarop de Beeldtijdlijn officieel in gebruik wordt genomen.

Vanaf dit moment kunnen zorgprofessionals de Beeldtijdlijn gebruiken in hun dagelijkse praktijk. Ze profiteren van snelle toegang tot één integraal overzicht van alle historische onderzoeken van een patiënt, ongeacht waar en wanneer ze zijn uitgevoerd, bij elke zorgaanbieder waar de patiënt toestemming voor heeft gegeven.

Dit voorkomt dubbel onderzoek, helpt vertraging in het behandelproces te voorkomen en vermindert administratieve lasten.



Verbinding
is meer dan
technologie

 088-5506236

 beeldtijdlijn@alphatronzorgverbinders.nl